



ICZOVZW

TCG - Acu LED therapie

Laseracupunctuur als een moderne variant van acupunctuur zit de laatste jaren in de lift. De therapeutische werking van bepaalde golflengtes van licht is inmiddels wel bekend. Bij fotobiomodulatie penetreert licht diep in de weefsels om bepaalde biologische reacties in de cellen op te wekken. Deze techniek geeft een vergelijkbaar effect als naaldacupunctuur met daarbovenop heel wat extra voordelen op celniveau. LED is net als laser bekend omwille van z'n vele toepassingen binnen verschillende sectoren, maar inmiddels tonen recente onderzoeken aan dat ook LED een enorm potentieel heeft als methode in de acupunctuur!

Acu-LED kun je mooi integreren in je praktijk naast bijvoorbeeld naald- en laseracupunctuur en geeft je behandeling tal van bijkomende troeven. Zo hebben acuspots een dieper en breder bereik waardoor ze kunnen inwerken op de ganse zone van een acupunctuurpunt. Je kunt kinderen of oudere mensen makkelijk behandelen en werken op acupunctuurpunten die met naalden moeilijk zijn. Het is minder duur dan laser- en naaldacupunctuur. Het is bovendien een 100% veilige methode waardoor thuisbehandelingen in samenspraak met de therapeut perfect mogelijk zijn.



Inhoud

- Kennismaking met Acu-LED acupunctuur en wetenschappelijke uitleg: wat is fotobiomodulatie, wat gebeurt er in de lichaamscellen bij de inwerking van LED licht, wat is de betekenis van ATP, ROS, NO, hoe worden de fotonen in het weefsel geabsorbeerd, hoe beïnvloeden fotonen CCO en wat betekenen een inwerking van red 660 en nir red 850 nm.
- Korte kennismaking met Mr. Tung acupunctuur (theorie en basis), Da Mao systemen en typische Tung punten.
- De rol van laser en LED in Tung acupunctuur.
- Toepassing van Acu-LED in klassieke acupunctuur en Mr. Tung acupunctuur: behandelmogelijkheden, casussen en demonstraties.

Doelstellingen

Diepgaand begrip: duik in de complexe wereld van Acu-LED therapie en fotobiomodulatie, ontdek hoe modern onderzoek nieuw licht werpt op de traditie en aanzienlijke voordelen oplevert boven op de voordelen van naaldacupunctuur, zoals cel genererend, wondhelend en ontstekingsremmend.

Praktische cursus: leer en word expert in de diverse toepassingen van Acu-LED therapie, inclusief lokale en distale methoden, oppervlakkig met rood licht van 650 (tot 1cm diep) en dieper met infrarood licht van 850 nm (tot 3 cm) via demonstraties en cases.

Omvattende cursus: van klassieke acupunctuur tot Tung acupunctuur, verken de Acu-LED aanpak voor de meest courante indicaties in de praktijk. Er wordt extra aandacht gegeven aan de lokalisering van de Tung punten zodat je ook zonder achtergrond in Tung zal kunnen volgen.

Aanvullende therapie: verken Acu-LED als aanvulling in je praktijk om je behandelrepertoire uit te breiden én als behandelwijze voor de patiënt thuis om het effect van je behandeling te versterken

Een methode die op zich staat en daardoor echt complementair is met tal van andere therapieën zoals naald-, en laseracupunctuur, tuina

Toelatingsvoorwaarden:

Acupuncturist PGAC (of laatstejaars bij ICZO vzw)
Therapeut Chinese Gezondheidszorg PGCG (of laatstejaars bij ICZO-vzw)
TuiNatherapeut

